

OpenLAP EZ™ Chrom Edition

64-Bit Software für Microsoft™ Windows 7 Professional oder Windows 10.

- Chromatographie Datenaufnahme- und Auswertesystem
- Plug & Play Hardware
- echtes Multitasking
- vereinfachte Methodenentwicklung mit graphischem Interface
- Methoden- und Sequenzerstellung mittels Assistent
- Multi-Level-Kalibration für externe und interne Quantifizierung
- lineare, quadratische, kubische und Punkt zu Punkt Kalibrierfunktionen
- Reportformate vom Benutzer definierbar, verschiedene Datenimport und Exportmöglichkeiten
- AIA-Standard-Fileformat
- DDE dynamischer Datenaustausch, digitale Signatur möglich.
- Neuer, intuitiver Report-Generator ermöglicht das Erstellen eigener, detaillierter Berichte.
- System Suitability-Funktionen integriert.
- Datenkompatibel mit älteren EZChrom Elite-Versionen.
- Externe A/D-Wandlerbox mit Anschluss an den Computer über die LAN-Schnittstelle.
- Anschluss von 2 analogen Detektorsignalen und High-Low-Signalen zum Start der Aufzeichnungen.

Diese Box wird in dem Analysator Biochrom 30Plus integriert.